

自立支援型床ずれ防止具

アクションパッド

体を動かす（体動）能力の残っている方に、エアーマットや分厚い低反撥ウレタンフォームなどクッション性の高い床ずれ防止具を使うことは、体が沈み込むことで動きにくくなったり、リハビリや介護の妨げとなってしまいます。世界50カ国で35年以上の販売実績を誇り、国内数千件以上の臨床試験、お客様アンケートで常時95%以上のケースで優れた評価を受けるアクションパッドは、大切な人の**残存能力と介護する方の負担を十分に考えて開発**され、ベッドでは安定した寝心地を、車椅子では快適な座り心地をご提供することで**自立を支援**します。

ポイント 1 バランスを考えた圧力分散能力

●底づきせず、硬くならない●

アクションパッド（厚さ2.2cm）を硬いテーブルの上に置いて、膝で全体重をかけたとしても、膝が硬いところまで行き着くことはありません。アクションパッドの底づきの限界は600kgと驚異的に高く、しかもその柔軟性は不変で材質そのものが硬くなることはありません。“柔らかいのに底づきしない”そんな不思議なアクションパッドは、いつも体を優しく支えます。




●沈まない、押し返さない●

必要以上に沈み込むことは、体の両サイドや骨ばったところに圧力が集中する「ハンモック現象」の原因となるばかりか、自立の妨げとなってしまいます。また、体重をかけた時に押し返してくるようでは、それが圧力となってしまいます。アクションパッドは沈み込まず押し返さずと基本に忠実です。

ポイント 2 抜群の耐久性と経済性

試験所テストでは25年間材質変化しないことが確認されています。万が一フィルムが破損してもオイルや中身が流れ出たり型崩れすることがありません。また、電気やメンテナンスが一切不要ですから、とても経済的です。



ポイント 3 自立を支援する安定性

沈み込まず抜群の安定性を誇るアクションパッドは、使われる方の体動能力やリハビリの妨げとならず、ベッドから車椅子への移乗なども大変スムーズにでき、床ずれ防止と自立を両立することが可能です。さらにクッション性の高いマットに多い腰痛や、エアーマットに多い「ふわふわして落ち着かない」「車酔いのような」「モーター音が気になる」などの問題点もほとんどありません。

ポイント 4 お手入れが簡単で衛生的

石鹸での丸洗いやエタノールなどでの消毒が可能です。また-50度から120度まで耐熱性がありますので、熱湯消毒もできます。臭いや汚れが簡単に落とせますので、いつも衛生的にお使い頂けます。

ポイント 5 電気なし、音なし、故障なし

機械ではありませんので電源は必要とせず音も故障もしません。停電によってエアーマットが使用できなくなった阪神・淡路大震災等でも相当数のアクションパッドが活用され、現在でも現役で活躍しています。



●お客様の声

弊社では、アクションパッドをご購入のお客様にアンケート調査を行っております。多数頂いている全国のお客様のご感想の中から一部を今回掲載いたしました。（敬称略）

●聖フランシスコ病院

使用前は、半信半疑でしたが、腰臥位、側臥位の症例を始め、長時間の手術でも発赤すら残らないといった現状です。驚くほどの効果にスタッフ一同満足しており、今では必需品となっています。

●日本医科大学付属第二病院

長時間の同一体位を強いられる手術室では、循環障害の予防にアクションパッドが大変役に立っています。価格が安ければ、数を増やし全ての手術患者に使用したいと思っています。

●京浜病院

車椅子使用の患者が仙骨部に褥瘡ができ、どのような処置でも改善されなかったが、貸出し用アクションパッドを2週間使用で著明に改善。返却後悪化。購入し使用したところ、良好で効果に驚いている。

●山口県立中央病院

エアーマットの代わりに使用しています。頸椎の手術後や体位交換のできない患者さんに使用していますが、発赤等は見られず、スタッフ間でも好評です。

●新宿小田急百貨店 介護用品売り場

正直言ってアクションパッドは高価な商品なので、お客様にその良さをなかなか簡単には理解していただけません。しかし、優れた圧力分散効果があったり、耐用年数が長いという事を説明し、お客様に納得して購入して頂いております。

●宮崎医科大学付属病院

難点は重たいこと。しかし、アクションパッドを使用してからは、褥瘡が出来にくくなりました。カバーにひもがついているので、持ち運びやすく、便利です。

●西条中央病院

当手術室では、色々な素材を使ってクッションや枕を作っていますが、アクションパッドが一番評価が高く、除圧効果も証明することができました。アクションパッドの良い点は、素材だと思っています。

●新潟県南部郷総合病院 手術室

頭部用アクションパッドを購入。良いものがあるとの情報が病棟に伝わり、現在ICUで熱傷の重傷者に貸し出しています。病棟にも欲しいという声があがっています。

●社会保険原病院

顔面にあっても刺激がなく、ソフトで跡形が付きません。また汚れても洗浄でき、乾燥が良いので清潔に使えます。更に手術中の体位をとるのにとても便利です。

アクションパッドは、ベッド用、車椅子用など以外にも手術台用、肘・かかと用・体位安定用など100種類以上の様々なサイズや形状を取り揃えており、**ご購入前の無料お貸し出し商品をご用意しております。**カタログをご希望の方は、販売店か弊社までお申し付け下さい。

ベッド用アクションパッド



※上記商品は、ベッド用スタンダードタイプ(#6100)になります。

体動能力や床ずれの危険度、介護力などによって選んで頂けるよう、肩から腰くらいまでをカバーする必要最小限のサイズから全身用まで4種類のサイズをご用意しました。

#6100 スタンダード カバー付 ￥38,000 (税抜)

サイズ：D43×W68.5×H2.2cm、重さ：6.6kg
別売カバー：¥12,000 (税抜・送料別)

#6600 ミドルサイズ カバー付 ￥66,000 (税抜)

サイズ：D68.5×W90×H2.2cm、重さ：13.0kg
別売カバー：¥3,500 (税抜・送料別)

#6300 ダブルサイズ カバー付 ￥76,000 (税抜)


サイズ：D68.5×W117×H2.2cm、重さ：18.0kg
別売カバー：¥4,000 (税抜・送料別)

#6303 ロングサイズ カバー付 ￥85,000 (税抜)

サイズ：D68.5×W188×H1.5cm、重さ：23.0kg
別売カバー：¥4,500 (税抜・送料別)

介護保険
レンタル
対象商品

車椅子用アクションパッド その他サイズもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



座っている状態は、お尻に圧力が集中します。車椅子の座り心地が悪かったり床ずれの危険性が高いと、車椅子に乗りたがらなくなり寝たきりの原因にもなります。お尻の圧力分散はもちろん凹凸道のショックも吸収するので不安感や不快感を取り除き、快適な座り心地をご提供します。

#9000 カバー付 ￥28,000 (税抜)

D40×W40×H2.5cm 重さ4.5kg
別売カバー：¥4,000 (税抜・送料別)

介護保険
レンタル
対象商品

#5200 カバー付 ￥28,000 (税抜)

D40×W40×H3.2cm (アクションパッド1.6cm+ウレタンフォーム1.6cm) 重さ2.8kg
別売カバー：¥4,000 (税抜・送料別)

介護保険
レンタル
対象商品

キュービックアクション



2cm四方のキューブとその間にある5ミリの溝が、平状タイプの商品よりも横方向のズレを軽減し通気性を良くします。後傾姿勢がやむを得ない場合や、ギャッジアップなどで体に横方向の力がかかる場合などに適しています。

介護保険
レンタル
対象商品


#9700 車椅子用 カバー付 ￥39,500 (税抜)

D40×W40×2.5cm 重さ4.1kg
別売カバー：¥4,000 (税抜・送料別)

#6700 ベッド用 カバー付 ￥53,000 (税抜)

D43×W68.5×H2.2cm 重さ5.8kg
別売カバー：¥1,200 (税抜・送料別)

便座型アクションパッド



硬い便座は、高齢者や長時間トイレを利用する方には悩みの種です。“痛くない”座り心地を実現し、心やすらぐトイレタイムをお届けします。


#3200 カバー付 ￥16,000 (税抜)

(市販の便座カバー使用可)


#3300 カバーなし ￥16,000 (税抜)

(裏面マジックテープ)

特浴用アクションパッド



「特殊浴槽での入浴をさらに快適に！」そんな現場の皆様のご要望を形にしました。水分、温度、薬液に強いアクションパッドだからこそできた特浴用ポジショナーは、背中や腰の痛みを緩和するだけではなく、円背の方の体位保持など、快適と安全をサポートします。



#40690 大サイズ カバー付 ￥37,000 (税抜)

サイズ：20(A)×40(B)×10(C)cm、重さ：4.7kg

#40691 小サイズ カバー付 ￥28,600 (税抜)

サイズ：20(A)×20(B)×10(C)cm、重さ：2.4kg

#40692 平状 カバーなし ￥16,400 (税抜)

サイズ：D45×W30×H1.3cm、重さ：1.9kg

アクションジャパンがお届けする情報ツール

その1. 床ずれ防止について、分かりやすく特別編集した冊子をご用意!



正しい床ずれの 予防と介護

美濃良夫先生 監修
床ずれのできる原因から
介護方法、スキンケアなど
様々な情報が満載!



床ずれ力を科学する

米田隆志先生 監修
床ずれの2大要因の一つ
ずれ力について、イラスト
を使って分かりやすく解説!

その2. 業界最大級の情報量を誇るホームページ

ポイント
1

床ずれの基礎知識や介護方法などについて分かりやすく解説しています
上記の「床ずれ防止マニュアル」や、「床ずれ力を科学する」はもちろん、様々な知識
やデータが満載です。

ポイント
2

海外の展示会情報が面白おかしくレポートされています

海外で開催される福祉機器展示会などの訪問道中記を、観光情報や業界の裏話など
を盛り込んでレポートしています。

ポイント
3

取り扱い商品のカタログや取扱説明書がダウンロードできます

お近くの介護ショップまで取りに行く時間がない方、取扱説明書をなくしてしまった、汚
れてしまった方に便利です。

ポイント
4

床ずれについてあらゆるご質問にお答えします

世界50カ国に展開するアクショングループが蓄積したデータを基に、原則として3営業
日以内に皆さまのご質問にお答えします。

ポイント
5

万全のサポート体制でお待ちしております

取扱商品のカタログや冊子、サンプル品など、皆さまのご要望に1日でも早くお応えでき
るよう、サポート専用ページをご用意しています。

●アクションパッドの無料モニター品をご用意しています。

生命を包む世界品質

ACTION
JAPAN

輸入総代理店/発売元

アクション ジャパン 株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

<http://www.actionjapan.co.jp>

モニター 品のご依頼、商品についてのお問い合わせは